



**Yes, you can.®**

## **Invacare® Robin**

### **Skinnesystem - Diskret, fleksibelt og sikkert**

Alsidighed er nøgleordet, når *Invacare® EC Track* systemet og *Invacare® Robin* kombineres. **EC Track** skinnesystemet har et diskret og moderne design med en lav byggehøjde. **EC Track** er fremstillet i aluminium og er let at installere og montere.





**Yes, you can.**

## ➤ **Virksomhedsprofil**



**Invacare® er den professionelle samarbejdspartner for bygherrer, arkitekter, entreprenører og andre som planlægger byggeri der indbefatter brug af loftlifte.**

INVACARE® A/S er det danske salgsselskab i den verdensomfattende koncern INVACARE® COOPERATION. I Danmark hos Invacare® er vi ca. 50 ansatte og vi varetager alle salgs-, markedsførings- og serviceaktiviteter omhandlende hjælpemidler på det danske marked. Vi er beliggende i Brøndby, men har et landsdækkende net af konsulenter, der dagligt arbejder med rådgivning, information, afprøvning og salg i hvert deres distrikt.

Vi har tillige en landsdækkende serviceorganisation, der påtager sig såvel montage som reparationsopgaver. Serviceteknikere har lokalt udgangspunkt fra vore værksteder i hhv. Brøndby, Odense og Aalborg.

Allerede i byggeriets planlægningsfase står vi til rådighed med kompetence på området indenfor:

- **Valg af skinneløsning, rumdækkende eller enkeltskinne**
- **Afprøvning og besigtigelse af liften i egne showroom-faciliteter**
- **Hvilke monteringsmuligheder, der giver den æstetisk bedste løsning**
- **Valg af korrekt løsning til den helt rigtige pris**
- **Arbejdstilsynets anbefalinger vedr. forflytning samt uddannelse af personale i forflytning**
- **Vægge og lofters beskaffenhed af hensyn til montage**
- **Skift mellem 2 eller flere rum, rumkobling, skiftespor eller svingløsning**
- **Optegning i AutoCad**

For Invacare® er det vigtigt at kunne tilbyde produkter af høj kvalitet, men det er samtidig også vigtigt at kunne tilbyde faglighed på et højt niveau. Vi har mange års erfaring og det er vores ambition kontinuerligt at sikre vore medarbejderes kompetencer. Vi har til loftlifte tilknyttet en fast projektgruppe, der har et særligt indgående kendskab til dette område. Med udgangspunkt i den nyeste viden arbejder vi ikke kun med udvikling af produktet, men også med indsigt i og forståelse for vore kunders behov.

Det er uden omkostninger at anvende Invacare's projektafdeling



**Klik ind på vores hjemmeside**  
**[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)**  
**og læs mere!**

➤ **Invacare® EC-Track™** består af et bredt udvalg af skinneresystemer og **Invacare®** kan således imødekomme de fleste forflytningsbehov.

#### **Vægmontering**


Skinne kan monteres på steder, hvor væggen ikke har tilstrækkelig bæreevne.

#### **Kobling**

Forflytning af bruger fra et rum til et andet med kun 1 **Robin** motor.

#### **Travers**

Giver et utal af anvendelsesmuligheder.



#### **Vægbeslag, endehængt**

Gør det muligt at montere direkte på væggen. For at installere skinnerne i et frit spænd, monteres skinnerne i enderne.

#### **Sporskifte**

Gør det muligt at skifte fra en skinne til en anden.

#### **Rum-til-rum**

Med to **Invacare® Robin** motorer og rum-til-rum kørevogn er det muligt at transportere brugeren fra et rum til et andet.

#### **Vægbeslag, sidehængt**

Til støtte af skinne på væggen. Gør det muligt at montere skinnerne direkte på væggen.

- Hvis du har spørgsmål til eller brug for hjælp ifm loftlifte, er du velkommen til at kontakte os. Vi er et Projektteam, der består af 4 konsulenter, 25 teknikere, 1 projektleder og 1 produktchef fordelt over hele landet, der altid er parate med råd og vejledning.




Morten Højsby  
Tlf.: 2279 6989  
e-mail:  
mhøjsby@invacare.com



Claus Ranck  
Tlf.: 4091 0727  
e-mail:  
cranck@invacare.com



Michael Hildorf  
Tlf.: 2514 4454  
e-mail:  
mhildorf@invacare.com



Per Kreuz  
Tlf.: 4072 3773  
e-mail:  
pkreuz@invacare.com



Kurt Riber  
Tlf.: 4054 9522  
e-mail:  
kriber@invacare.com



Susanne Ormstrup  
Tlf.: 4054 9523  
e-mail:  
sormstrup@invacare.com

Al information er tilstræbt at være korrekt på trykkesidspunktet.  
Invacare® forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden yderligere varsel.



INVACARE® A/S  
Sdr. Ringvej 39 · DK-2605 Brøndby  
Tel: +45 36 90 00 00 · Fax: +45 36 90 00 01  
E-mail: denmark@invacare.com · [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

