

NYHET



Beveg deg på egenhånd med Chasswheel

Chasswheel elektrisk rullestol er beregnet for de som er avhengig av en rullestol med elektrisk fremdrift for å kunne leve et fritt og uavhengig liv. De kraftige motorene, firehjulsdrift, det patenterte fjæringssystemet og elektrisk justering av tyngdepunktet gjør at denne stolen har helt unike egenskaper når det gjelder stabilitet, fremdrift i ulendt terreng og fremkommelighet på vinterføre.



Yes, you can.®



Økt selvstendighet med Chasswheel

De unike egenskapene til stolen gjør at du uavhengig av andre kan forsere hindringer og ta deg frem på egenhånd, i all slags vær og føreforhold. De tekniske egenskapene sikrer god fremkommelighet og bakkekontakt og gjør det mulig å komme seg frem til stadig nye steder.

Robust og kraftig stol

Chasswheel har firehjulsdrift, kraftige motorer, elektrisk justering av tyngdepunkt, unik fjæring og støtdemping. Den leveres med Recaro sete som standard.

Tilpasset deg

Chasswheel er et utmerket valg av stol og sammen med et bredt utvalg av tilbehør kan den tilpasses individuelle behov.

Egenskaper



Joystick

Driftsikker og enkel elektronikk, med muligheter for individuell tilpasning.

Invacare art.nr 1660314
HMS art.nr 167711



Forflytning av tyngdepunkt

Forflytning av tyngdepunkt gjør at man trygt kan forsere bakker med helling opp til 18%.



Bryter til å flytte tyngdepunkt

Invacare art.nr 1533119

Egenskaper og tilbehør



4WD -
4 hjulsdrift
5 el. funksjoner

Valg



Oppreisningsfunksjon

Øker rekkevidden og gir samtidig terapeutisk effekt (ikke prisforhandlet).



Månedekk

Gir meget godt veigrep.
Invacare art.nr HMS art.nr
11821 167701

Tekniske data

Invacare Chasswheel		490 - 520 mm		460 - 510 mm		620 mm		550 mm ¹		690 mm ²		1000 mm ³		130 kg
	Invacare Chasswheel		125 kg		70 Amp (C20)		1150 mm		100 mm		18 %		4 x 250 W	
Invacare Chasswheel		10 km/t	1/ setehøyde uten pute 2/ avhengig av setejustering 3/ benstøtte ved størst vinkel											

Standard farge


Koksgrå

Standard konfigurasjon Chasswheel: 4 WD

- Recaro setesystem sb 52cm x sd 46 – 51 cm
- Armlen oppfellbare
- Nakkestøtte regulerbar og hoftebelte
- 5 el – funksjoner: Seteheis, tilt, ryggregulering og sentral benstøtte med lengdekompensering. Samt forflytning av tyngdepunkt.
- Styreboks: RNet og Swing Away innfestning
- Hjul: 6" drivhjul luft, firehjulsdrift
- Batteri, lader, LED lys og transportfester.

Hovedprodukt		
Invacare art.nr	HMS art.nr	Beskrivelse
1640100	167628	Chasswheel