

Invacare® | **Top End FORCE-2**



**En exceptionell cykel i såväl design som
ingenjörskonst**

.....
*Invacare **Top End Force-2** är en fantastisk cykel till ett attraktivt pris,
och är en förenklad version av den kända **Top End Force**.*



Yes, you can.®

Färdig att använda

Cykeln levereras "in a box" komplett med 27 växlar, högtrycksdäck och Shimano®-komponenter. Oavsett om du enbart vill komma igång med cykling, eller börja med lättare tävlingar, är detta den perfekta cykeln. Den är också utmärkt för skolor, klubbar och lag.

Lätt att montera

Det tar inte lång tid innan du har din nya cykel redo för en tur då den endast består av några få delar att montera (instruktioner medföljer samt finns på www.invacare.se). Fäst bara framgaffeln på ramen, säkra stötdämparen, följt av fram- och bakhjulen och du är redo att rulla.



Egenskaper och tillval



Justerbar ryggvinkling gör det möjligt att vinkla ryggen mellan 35-55 grader.



Med **Shimano Deore Rapidfire Shifter** är det enkelt att handväxla och bromsa.



Det **manuella växelreglaget** samt bromshandtaget är placerat på den övre delen av vevaxeln vilket medför att man minimerar antalet kablar och underhållet av dessa.

Visste du detta?

Top End Force handcyklar

Invacare **Top End Force-2** är en del av **Top End Force**-serien. Om du önskar fler tillbehör eller en mer avancerad version kanske du är intresserad av någon av de andra modellerna i serien: **Top End Force**, **Top End Force G**, **Top End Force R** eller **Top End Force X**.

Den aerodynamiska designen hos **Invacare Top End Force handcyklar** erbjuder justerbar, avslappnande, halvliggande eller liggande position, vilket garanterar optimal hastighet vid användning av arm-, skulder- och bröstmusklerna.

Designen på **Top End Force G** erbjuder en justerbar, bål-driven, upprest position som är idealisk till låga paraplegiker och amputerade.

Invacare Top End Force R är den senaste super-liggande handcykeln i **Top End Force**-serien. Den är designad för att uppnå bästa prestanda.

Den senaste modellen i **Top End Force**-serien är **Top End Force X** med en vinnande design. **Force X** är en helt brukartillverkad racingcykel med de bästa och lättaste komponenterna.

Tekniska data



Top End FORCE-2

86"
(ca 2184 mm)



Hjulbas: 60"
(ca 1524 mm)



Fram och bak:
26"



Röd: 15"
(ca 381 mm)
Blå: 17"
(ca 432 mm)



Ca 17 kg



Top End FORCE-2

Max 113 kg

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga - Sverige
Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2011 Invacare International Sàrl
Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

TopEnd FORCE-2 - SE - 08/2011



Yes, you can.®

För övrig information se ordguiden.