



PRESSMEDDELANDE 13/10/2009

TDX[®] SP - mer än bara rörelsefrihet

Det är med glädje Invacare[®] lanserar TDX[®] SP, en elrullstol med mitthjulsdrift för både inom- och utomhusbruk.

TDX[®] SP erbjuder enastående manövreringsmöjligheter tack vare den smarta mitthjulsdriften (CWD). Mitthjulsdriftens teknik reducerar svängradien och gör det lättare för brukaren att manövrera i trånga utrymmen. Med *TDX[®] SP* och mitthjulsdriften får brukaren en smidig och säker körupplevelse, både inomhus och utomhus.

LUTA DIG TILLAKA OCH NJUT

Sittkomforten är som alltid högt prioriterad hos *Invacare[®]*. Vilken sits du än väljer till din *TDX[®] SP*, har alla våra sitsar en mängd inställningsmöjligheter för att möta dina individuella krav. Tilt-in-Space funktionen, med en sitsvinkel på över 50°, och det vinkelställbara ryggstödet med en maximal ryggvinkel på 35°, erbjuder en optimal positionering för såväl komfort som tryckavlastning.

TEKNIK SOM GER KÖRGLÄDJE

Den patenterade "Stability Lock"-funktionen kommer att uppskattas av aktiva brukare då den ger god stabilitet och säkerhet på ojämnt underlag. "Stability Lock"-funktionen håller alla 6 hjulen på marken och har också stötdämpande egenskaper. *TDX[®] SP* är utrustad med SureStep[®] funktion - en patenterad teknologi som lyfter rullstolen upp och över hinder upp till 7,5 cm höjd och garanterar en smidig färd över gupp och trottoarkanter.

KRAFTFULL OCH SÄKER

TDX[®] SP är en idealisk följeslagare såväl inom- som utomhus. Även tunga brukare (upp till 180 kg) kan njuta av en snabb och säker färd med *TDX[®] SP* tack vare de starka motorerna. Tack vare sofistikerad teknik, stadig konstruktion och kraftfulla motorer är *TDX[®] SP* slitstark och tålig och idealisk för tuff användning.

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Forsman

Produktchef Eldrivna rullstolar, hjälpmotorer och scootrar

Invacare AB

Tel: +46 8 761 70 90