

På Reas hemsida hittar du alla -produkter och kan spela upp en video om DSS!
Återupptäck Reas värld - en dynamisk ny erfarenhet!



Yes, you can.®

www.invacare-rea.com

Dual Stability System från Rea



Dual Stability System från Rea



Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) är registrerade varumärken från Invacare® International Särvt. © Invacare® International 2009. Alla rättigheter är reserverade för Invacare®.



INVACARE® AB

Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga

Tel: +46 (0) 8 761 70 90 - Fax: +46 (0) 8 761 81 08

E-mail: sweden@invacare.com - www.invacare.se

DSS flyer - SE - 09/2009



Confidence in posture solutions

Brukare av komfortrullstolar är helt beroende av sina rullstolar och behöver mycket assistans av vårdare i det dagliga livet.

För att möta dessa behov är Invacare Rea Komfortrullstolar utrustade med Dual Stability System, känt som "DSS", vilket erbjuder två viktiga funktioner:

Kroppslängdskompensation och **Viktförskjutning**

MINIMERA RISKEN FÖR TRYCKSÅR

MAXIMERA SÄKERHETEN



Kroppslängdskompensation



Viktförskjutning

Kroppslängdskompensation gör det möjligt för brukaren att ändra vinkeln på ryggstöd och benstöd, med minsta möjliga skjuvning. Det avgörande vid positionsändring är att nack- och huvudstöd samt bålstöd stannar i rätt position. Ytterligare en fördel är att kläderna på överkroppen hålls på plats, vilket minimerar risken för veck som är obekväma och svåra att nå.



Dual Stability System

Viktförskjutning säkerställer att rullstolen är stabil även när sittvinkeln ändras.

Det positiva med detta system är att när sitsen tiltas, rör den sig neråt och framåt, vilket gör att stabiliteten bibehålls trots den bakåtlutade positionen; sitsen glider helt enkelt in i chassit.